

SENSO - BOARDS

DVOJDÍLNÁ TERAPEUTICKÁ POMŮCKA, URČENÁ PRO ROZVOJ SENZOMOTORIKY, PROPRIOCEPCE A ÚČINNÉ ZKRÁCENÍ ČASU REKONVALESCENCE PO ÚRAZECH KOTNÍKŮ A KOLEN.

Záruční list

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení dvojdílné terapeutické pomůcky SENSO-BOARDS. Vaše spokojenost je naším hlavním cílem, proto vám tímto textem přinášíme potřebné informace pro správné použití a údržbu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY :

Na terapeutickou pomůcku SENSO - BOARDS je poskytnuta záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců od data jejího prodeje. Případná reklamacie musí být uplatněna u distributora, u kterého byla pomůcka zakoupena, a to neprodleně po zjištění vady. K reklamaci je nutné předložit reklamovanou pomůcku, přesný popis reklamované vady, doklad o zakoupení zboží a záruční list. Záruka se vztahuje na vady vzniklé v průběhu záruční doby, a to prokazatelnou chybou výroby nebo technologického postupu. Vadou se rozumí nedostatek ve zboží, který omezuje nebo znemožňuje jeho další používání. Tyto vady se obvykle projeví v počátečním období užívání výrobku. Po uplynutí záruční doby nárok na reklamaci zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE A POPIS VÝROBKU:

Terapeutická pomůcka Senso - Boards se skládá ze dvou desek, z nichž jedna je stabilní a jedna labilní. Po okrajích stabilní desky jsou umístěny dvě rovnoběžné lamely, prostředkem labilní desky vede jedna lamela.

Rozměr: 14cm x 14cm x 2,2cm

Hmotnost: 360g

Materiál: Přírodní bukové dřevo

UDRŽBA VÝROBKU :

Terapeutickou pomůcku Senso - Boards používejte v suchém a čistém prostředí. V případě potřeby otřete povrch výrobku suchým nebo vlhčeným hadříkem, můžete použít čisticí prostředky určené na ošetření přírodního dřeva. Výrobek nikdy nemyjte v myčce na nádobí.

Výrobce a distributor: MedFeet s.r.o., Lesní 11a, Jablonec n.N.
www.medfeet.cz, info@medfeet.cz, +420 731 127 111